

人黑色素瘤细胞完全培养基

使用说明书

品牌	货号	产品名称	规格	保存温度
KEL Biotech	KCA375-500ml	人黑色素瘤细胞完全培养基	500ml	4℃

【产品主要成分】

货号	名称	规格
KC302-01	DMEM 高糖基础培养基	445ml
KC001-01	特级胎牛血清	50ml
KC110-02	青-链霉素双抗溶液 100X	5ml

【产品描述】

人黑色素瘤细胞完全培养基完全培养基，包含适合 A375 生长的基础培养基、胎牛血清和双抗等细胞生长所需添加物。经富衡生物技术团队精心优化，能够满足 A375 生长营养需求，可长期维持人黑色素瘤细胞良好的生长状态。

【运输及保存条件】

冰袋运输;2~8℃避光保存，有效期 3 个月

【质量控制 qc】

检测项目	检测标准	检测结果
澄清度	澄清	澄清，符合要求
PH	7.2-7.4	
内毒素含量	≤10EU/ml	小于 3EU/ml
无菌检测	细菌	阴性
	真菌	阴性
	支原体	阴性
细胞实验	细胞形态	正常
	细胞增殖	合格

声明:本产品供科学研究和生产使用，用于组织和细胞的体外培养;禁止临床使用。

