

HEK293 无血清基础培养基

项目	内容描述
产品简介	HEK293 无血清基础培养基是聚顶生物研发团队自主研发和生产的无动物源成分（Animal Derived Component-Free, ADCF）的细胞培养基。在多种 293 细胞系（293、293T、293A 等细胞）上都可以支持细胞快速适应，具有细胞活率高、维持时间长、转染效率高和产物产率高的特点。该培养基特性如下：1.本品不含任何动物源性成分（Animal-Derived Component-Free, ADCF）。2.本品含有氨基酸、维生素、葡萄糖、脂类、无机盐、生长因子、水解物和微量元素，不含多肽。
产品形态	液体
货号	KC1724-01
产品规格	500mL
细菌、真菌、支原体检测	阴性
pH	6.7~7.4
内毒素含量	< 3 EU/mL
储存条件	2-8℃，避光储存
运输条件	冰袋运输
有效期	12 个月
体系描述	GMP 生产和质量体系符合 cGMP 的要求，且通过 ISO 13485 和 ISO 9001 标准认证。公司生产的 HEK293 无血清基础培养基符合 ISO 9001 的 cGMP 标准。