

## Calf Serum 小牛血清

### 产品介绍:

小牛血清(无菌过滤)取自出生三月龄小牛动脉采血分离的血清再经 0.1um 滤膜过滤的无菌血清。

血清通常用作细胞生长的添加物, 拥有多种功能和用途, 如: 富含大分子蛋白, 低分子量的营养素, 作为氨基酸、碳水化合物、维生素的额外来源; 提高培养体系的缓冲能力; 可结合或中和有毒成分; 减少细胞氧化应激, 减少细胞凋亡; 提供促进生长的因子, 有助细胞适应培养环境。

**储存条件:** -20°C 保存。

### 特征:

经认证的原材料原产于完全没有疯牛病和口蹄疫的国家  
3 次 0.1um 过滤  
符合生物工业的 USP 和 EP 测试规范  
细胞培养和内毒素测试  
在规定的条件下正确处理时可长时间存储

### 产品信息:

品牌	货号	产品名称	规格	保存温度	价格
KEL Biotech	KC802-01	Calf Serum 小牛血清	500ml	-20°C	询价
KEL Biotech	KC802-02	Calf Serum 小牛血清	100ml	-20°C	询价

