

产品说明书

【产品名称】

小鼠血清

【产品型号】

供应商：聚顶生物，
货号：KC017-02

【产品规格】

规格：100ml/瓶

【主要成分】

封闭系统里采自健康 KM 小鼠为原料，微孔过滤无菌而成，性状为浅黄色澄清液体，无噬菌体、超低内毒素、无溶血、无异物、无细菌、真菌、支原体、霉形体、衣原体等。

【储存条件及有效期】

有效期：原包装未开封有效期为 60 个月，在有效期内的已开封试剂在 2-8℃ 应在 3 周内使用完毕，在 -20℃ 应在一年内使用完毕，每次用后应及时拧紧瓶盖。
储存条件：-20℃ 保存。

【用途】

提取抗体效果极佳，适用于细胞、组织器官培养、细胞株保藏、单抗研制，疫苗制备。

【注意事项】

使用时应注意 2-8℃ 低温保存，切忌反复冻融，如解冻后有蛋白析出为正常现象，可离心去除，不影响使用，开封使用后应立即放回冰箱。

【生产日期与有效期】 详见外包装